




**Jetzt auch
online bestellen!**
shop.dentegris.de

Packungsinhalt

12g Zement in zwei automatisch vermischenden Doppelkolbenspritzen
12 Mischkanülen
1 Anmischblock

Physikalische Daten

IMPROV™ bietet eine einheitliche Verarbeitungszeit von etwa 90sec .
IMPROV™ sollte bei 23°C Zimmertemperatur gelagert werden oder im Kühlschrank.
Die maximale Befestigungszeit beträgt schätzungsweise 3 Minuten.
Haltbarkeit: 1,5 Jahre

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Preis/€	Menge
	ImProv™ Implantat - Zement	4400	99,00	
	Ersatz Mischkanülen (25 Stück)	5500	19,00	

ImProv™ ist ein eugenolfreier provisorischer Zement auf Akryl-Urethanbasis, der speziell zum zementieren von implantatgetragenen Restaurationen entwickelt wurde. Das ImProv™ eignet sich auch für die Befestigung auf natürlichen Zähnen. Die perfekt ausgewogenen Hafteigenschaften sorgen für eine ausgezeichnete Retention der Suprakonstruktion und gleichzeitig für eine problemlose Abnehmbarkeit. Ebenso garantiert die mechanische Festigkeit auch im Bedarfsfall eine langfristige Retention.

ImProv™ haftet nicht am Weichgewebe, so dass Überschüsse mühelos und zeitsparend entfernt werden können. Das verbesserte Handling durch die neuen Doppelkolbenspritzen ermöglicht eine sparsame Applikation und ist dadurch für den Anwender wesentlich wirtschaftlicher. Die Packung wird mit zwei Doppelkolbenspritzen und 12 Mixkanülen geliefert.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Stand: Januar 2017

Praxis/Labor _____ **Unterschrift/Stempel** _____

Straße/Nr. _____ **Datum** _____

PLZ/Ort _____ **Ansprechpartner** _____

Distributed by Dentegris

Dentegris Service & Logistic Center

Grafschafter Straße 136 | DE-47199 Duisburg | shop.dentegris.de
Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20 | www.dentegris.de

